

## Technik und Wissen vereint

Effektiv ist das Zusammenspiel von Kolloidalen die im hoch Volt Plasma Verfahren hergestellt und dem BasteRifeGerät

Wir heilen nicht / Wir beraten nicht / Wir sind keine Ärzte / Wir sind keine Mediziner / Wir sind keine Heilpraktiker / Wir versprechen nichts

### Bastelanleitung für das Rife BastelGerät BG-001 und BG-002( so habe ich es gemacht 😊)

Das Gerät ist kein Medizingerät, sondern ein rein experimentelles Bastelgerät. Anwendung nur bei Tieren getestet. Andere Anwendungen auf eigene Gefahr. Auf keinen Fall jedoch bei Schwangeren oder Herzschrittmachern oder ähnlichem einsetzen.

Zuerst habe ich mal das Akku komplett geladen. Als erstes Ausschalten. Dann öffnete ich das Batteriefach, den beigelegten Auflade Kabel schloss ich an die Batterie, die am Gerät angeschlossen blieb.



Als die grünen (kann auch je nach Batterie Typ, blau oder weiß sein) Lämpchen an der Batterie leuchteten, wusste ich, dass der Akku voll war.

Dann verband ich die Handsensoren / Elektroden mit dem Gerät, indem ich den Stecker in die dafür vorgesehene Öffnung fixierte.

Jetzt war mein Gerät betriebsbereit.

In meiner Liste für Frequenzen suchte ich mir die passenden für mich raus.

Es gibt eine Anzeige an dem Gerät für die Frequenzen und eine für die Intensität / Impulsbreite.

Beides habe ich einfach durch die Plus und Minus Tasten eingestellt.

Die Frequenzen fangen mit 0 KHz an, gehen bis 999 um dann weiter in den KHz Bereich bis 150 zu gelangen.



Angezeigt 1Hz bei 50%

F+ Frequenz aufwärts    D+ Leistung / Impulsbreite aufwärts

F- Frequenz abwärts    D- Leistung / Impulsbreite abwärts



Angezeigt 1000 Hz = 1KHz bei 50%

F+ Frequenz aufwärts    D+ Leistung / Impulsbreite aufwärts  
 F- Frequenz abwärts    D- Leistung / Impulsbreite abwärts



Angezeigt 10000 Hz = 10 KHz bei 50%

F+ Frequenz aufwärts    D+ Leistung / Impulsbreite aufwärts  
 F- Frequenz abwärts    D- Leistung / Impulsbreite abwärts

Wie lange man die Frequenzen laufen lässt, darf jeder selber rausfinden.

Manche lassen die einzelnen Frequenzen 5 Min. laufen, machen dann eine Pause von 7 Min. und dann die nächste Frequenz, usw.

Ich persönlich lasse alle Frequenzen durchlaufen...ca. 5 Min. jede einzelne.

Manchmal benutze ich das Rife Gerät auch morgens und abends für verschiedene Erkrankungen.

Die Sensoren halte ich dabei in den Händen. Von anderem Körperkontakt der Sensoren rate ich persönlich ab, das kann unangenehm werden, außerdem für die Hände konzipiert.

Tägliche Anwendung ist für mich kein Problem, jedoch ist jeder Körper anders, deswegen sollte individuell ausprobiert werden, ob täglich, mehrmals die Woche oder anderes.

